

FICHE PRODUIT



Wypall (serviettes nettoyantes)

Référence : KCP-KIMTUF50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

WYPALL (SERVIETTES NETTOYANTES)

- * Serviettes non tissées imprégnées d'une solution nettoyante conçue pour respecter la peau
- * Contiennent de l'allantoïne et du sodium PCA pour hydrater les mains
- * Efficaces contre la plupart des salissures : huiles, graisses, encres, colorants.
- * Dimensions des serviettes: 27 x 27 cm.
- * Baril distributeur de 50 serviettes.
- * Conditionnement: Carton de 6 barils;
- * Condition minimum de vente: 1 baril.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mouchoir-serviettes-et-lingettes/1336-wypall-serviettes-nettoyantes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com