


FICHE PRODUIT



Pied roulant télescopique lesté pour lampe LID

Référence : SOC-PIR00LIS

Description du produit

Pied roulant télescopique lesté

Pied roulant télescopique lesté en acier laqué époxy avec un diamètre au sol de 53 cm.

Dispose de 5 roulettes.

Couleur disponibles : Blanche.

Données techniques :

Pieds roulant télescopique lesté 60 - 100 cm (Standard)

- Hauteur réglable : 60 - 100 cm
- Poids : 5,5 kg

Pied roulant télescopique lesté 90 - 130 cm

- Hauteur réglable : 90 - 130 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids : 5,8 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examens/13361-pied-roulant-telescopique-leste.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
configuration_pied_roulant - Pieds roulant télescopique 60 - 100 cm Lesté	SOC-PIR00666L	
configuration_pied_roulant - Pied roulant télescopique 90 - 130 cm Lesté	SOC-PIR00777L	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com