

FICHE PRODUIT



Etrier universel avec plaque d'adaptation (aluminium anodisé)

Référence : SOC-ETRPM006

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Étau / Étrier universel avec plaque d'adaptation (aluminium anodisé)

Étau pour rails médicaux en aluminium anodisé. Eaux avec plaque d'adaptation pour lampe d'examen.

Étau / étrier de fixation pour rails médicaux, tubes et bords de table.

Ouverture maxi. : 40 mm

Poids : 560 g

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examens/13366-etau-universel-avec-plaque-d-adaptation.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com