

FICHE PRODUIT

Doigtiers 2 doigts type LEGUEU en polyéthylène non stériles

Référence : SOC-108120E

Points forts

- délais : 24 heures
- taille de gant : Taille standard
- Couleur de gant : Blanc
- Type de gant : doigtier en polyéthylène

Description du produit

Les **doigtiers un ou deux doigts** en polyéthylène proposés par Gynemat sont Opaques et de grande résistance.

Le **doigtier** assure une parfaite protection des doigts du praticien lors des diverses interventions nécessitant l'usage d'un ou de deux doigts.

Caractéristiques du doigtier 1 ou 2 doigts en polyéthylène

- **Doigtier blanc à usage unique**
- **Doigtier non talqué**
- **Doigtier en polyéthylène opaque**

Conditionnement

Les doigtiers sont disponibles en:

- **Sachet de 100 doigtiers Non stérile**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/doigtiers-medicaux/13367-doigtier-un-ou-deux-doigts-en-polyethylene.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	24 heures
taille de gant	Taille standard
Couleur de gant	Blanc
Type de gant	doigtier en polyéthylène

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
doigtier_gant - 1 doigt, gant_conditionnement - Sachet de 100 doigtiers non stérile	SOC-108120	
doigtier_gant - 2 doigts, gant_conditionnement - Sachet de 100 doigtiers non stérile	SOC-108121	
doigtier_gant - 1 doigt, gant_conditionnement - Sachet de 100 doigtiers stérile (sous étui individuel)	SOC-108122	
doigtier_gant - 2 doigts, gant_conditionnement - Sachet de 100 doigtiers stérile (sous étui individuel)	SOC-108123	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com