

FICHE PRODUIT



Billot de positionnement en gel ELACTON pour le bloc opératoire

Référence : SOC-BILLOT

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Billot medical

La matière ELACTON ne coule pas, ne brûle pas, ne durcie pas dans le temps, elle est imperméable, résiste aux champignons et est transparente aux rayons X.

- Conseillées aux patients devant subir une intervention chirurgicale dépassant une heure.
- Idéales pour les positionnements sur le dos ou sur le ventre ainsi que pour les positionnements latéraux.
- Diminution des pressions verticales et horizontales sur les zones d'appui.
- Réalisées en matière viscoélastique qui grâce à ses caractéristiques physiques et à sa densité réussit à s'adapter parfaitement à la surface corporelle fournissant un support uniforme.
- Dimensions: 45x16x10cm
- Poids: 7 Kg
- Entretien : peut être lavés avec une eau savonneuse ou des solutions désinfectantes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires/13372-billot-de-positionnement-en-gel-elacton-pour-le-bloc-operatoire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com