

FICHE PRODUIT



Table pont chirurgicale en acier inoxydable

Référence : SOC-Table-Pont

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La table pont en acier inoxydable de dimension 900 × 600 mm de la gamme SOCIMED est spécifiquement conçue pour les unités de soins, blocs opératoires, laboratoires ou zones techniques hospitalières. Fabriquée en acier inoxydable de qualité supérieure, cette table garantit une grande résistance à la corrosion, aux produits de désinfection et à l'usure quotidienne.

Avec ses **dimensions 900 mm x 600 mm** et une hauteur réglable entre 890 mm et 1320 mm, elle s'adapte parfaitement aux exigences ergonomiques des équipes médicales. Sa structure est livrée assemblée, avec un châssis monté sur **4 roulettes multidirectionnelles Ø100 mm**, assurant mobilité et stabilité — sans frein pour une circulation fluide dans les zones critiques.

Les **rebords tombants** renforcent la sécurité en évitant la chute d'outils ou matériels, tout en facilitant l'accès par tous les côtés. Le design épuré et la finition inox permettent un nettoyage rapide, optimisant les protocoles d'hygiène et de désinfection. Polyvalente, elle convient aussi bien aux environnements cliniques, techniques ou industriels.

La table supporte une charge maximale de **40 kg par plateau**, assurant une capacité adaptée aux équipements légers. Avec une garantie 2 ans et livraison sur commande (environ 5 semaines), cette table pont incarne la qualité « Made in France » pour l'équipement hospitalier.

Atouts clés SOCIMED :

- Dimensions optimisées 900 × 600 mm pour zones restreintes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Acier inoxydable haute qualité, finition hygiénique
- Hauteur réglable 890-1320 mm pour ajustement ergonomique
- 4 roulettes multidirectionnelles Ø100 mm pour mobilité fluide
- Sans frein — idéale pour zones à circulation rapide
- Rebords tombants pour sécurité et accès complet
- Charge supportée 40 kg, garantie 2 ans
- Conformité & robustesse pour usages hospitaliers, sanitaires et industriels

Cette table pont inox SOCIMED est la solution fiable, durable et ergonomique pour vos installations exigeantes. Elle incarne l'engagement qualité SOCIMED au service des établissements de santé et techniques.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires/13373-table-pont-en-inox.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com