

FICHE PRODUIT

Tabouret Médical oscillant (forme selle)

Référence : SOC-TCHIR

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tabouret Médical oscillant (forme selle)

Procure une mobilité accrue et un confort optimal durant les opérations ou les examens.

Hauteur réglage de 62 à 80 cm par système pneumatique

commande au pied permettant la tenue de la stérilité des mains en toute circonstance.

- Piétement socle diamètre 42 cm acier chromé perforé évitant le phénomène de rétention d'humidité, jonc élastomère noir antidérapant, antibruit, antitrace.
- Déclenchement manuel sous la selle.
- Déclenchement au pied par un cercle en acier peint époxy noir manoeuvrable à 360°.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/13374-tabouret-medical-oscillant-forme-selle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com