

FICHE PRODUIT

Bras mural articulé (2 X 40 cm)

Référence : SOC-BRA00800R

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bras mural articulé (2 X 40 cm)

Bras mural articulé en aluminium laqué époxy.

Bras mural articulé pour lampe d'examen.

Dimensions : 2 x 400 mm, avec 3 points de rotation.

Couleurs disponibles : Blanche.

Poids : 850 g.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examens/13376-bras-mural-articule-2-x-40-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com