

FICHE PRODUIT

Support murale standard pour lampes LID

Référence : SOC-EMU00444

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Équerre murale

Équerre murale en aluminium laqué époxy, adapté pour les lampes d'examen **Carla, et Bella**.

Couleurs disponibles : Blanche.

Poids : 180 g.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examens/13378-equerre-murale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com