

FICHE PRODUIT

Mallette d'analyses pour eaux de chaudières

Référence : SOC-AA1MD009

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

MALLETTE D'ANALYSE POUR EAUX DE CHAUDIERE

La Mallette d'analyse pour eaux de chaudière est spécialement robuste et conçue pour une utilisation intensive dans un environnement difficile. Revêtement caoutchouté, cornières aluminium avec coins renforcés, calage mousse à haute densité dégageant les emplacements spécifiques aux éléments de travail.

Analyses réalisées:**Méthodes à la goutte**

TA [305G sans CMR]

TAC virage franc [306BG]

CHLORURES 0 à 400 mg/l [314BG sans CMR]

TH au complexon [302BG]

SULFITES [323G]

Méthodes colorimétriques**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

SILICE 0.2 à 2mg/l [204B]

PHOSPHATES 0.5 à 10 mg/l [206A]

FER total 0.06 à 5 mg/l [203]

Testeur: pH - conductivité - Température

Double affichage T°C + valeur (pH ou conductivité)

pH 0 à 14 - précision 0.05

Conductivité 0 à 3999 μ S/cm - précision 2%

T°C 0 à 60°C - précision 0.5

Calibration automatique:

pH 1 à 2 points

Conductivité 1 point

Alimentation 4 piles de 1.5 V

Autre méthode:

Oxygène dissous par colorimétrie avec carte de couleurs témoins

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-colorants-en-poudre/13383-mallette-d-analyses-pour-eaux-de-chaudieres.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com