

FICHE PRODUIT

DENTASEPT GEL 85 (gel hydroalcoolique thixotropique), 300ml

Référence : ANI-1792366FA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

DENTASEPT GEL 85 (gel hydroalcoolique thixotropique), 300ml

* Indication:

* Pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains

* Action adoucissante: en alternance avec un savon doux ou en absence de point d'eau

* Propriétés microbiologiques:

* Bactéricide,

* fongicide : Candida Albicans

* Virucide : actif sur le virus HIV-1, Herpès-virus, Rotavirus et Poliovirus (30 secondes)

* Mode d'emploi: * Traitement hygiénique: 3 ml pour un temps de friction de 30 secondes

* Désinfection chirurgicale = 2 x 4,5 ml pour un temps de friction total de 3 minutes

* Bien répartir le produit jusqu'à séchage complet * Ne pas rincer (1 pression de pompe = 1,5 ml)

* Condition minimum de vente: Carton de 6 Flacons de 300 ml + pompe doseuse prémontée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/1339-manugel-85-gel-hydroalcoolique-thixotropique-300ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com