

FICHE PRODUIT



Hémoglobinomètre HemoCue Hb 301

Référence : SOC-HB301

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Analyseur d'hématologie HemoCue Hb 301

L'Analyseur d'hématologie HemoCue Hb 301 a été optimisé pour le dépistage de l'anémie dans les cabinets de médecine générale et dans le cadre des collectes de sang.

L'Analyseur d'hématologie HemoCue Hb 301 est également adapté pour le dépistage de l'anémie dans les établissements de soins primaires et de dons de sang, **L'Analyseur d'hématologie HemoCue Hb 301** est une solution simple et pratique. Cet automate fournit rapidement un accès facile à des résultats de qualité professionnelle sans compromettre la précision, même dans des climats exigeants avec des températures et une humidité élevées.

Faites confiance à vos réponses sur le lieu d'intervention.

Accédez facilement à la précision et à la qualité des tests en laboratoire.

Caractéristiques principales de l'Analyseur d'hématologie HemoCue Hb 301 :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Un étalonnage précis en usine avec la méthode de référence ICSH.
- Une technologie de microcuvette brevetée, avec une excellente reproductibilité d'un lot à l'autre.
- Test robuste dans une large gamme de températures et d'humidité.
- Contrôles liquides à base de sang disponibles.
- Échantillon de sang total capillaire, veineux ou artériel.
- Formation rapide et presque aucune maintenance.
- Association des résultats à l'ID du patient pour intégration au dossier médical.
- Interface imprimante.

Spécifications techniques de l'Analyseur d'hématologie HemoCue Hb 301 :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Principe	Mesure de l'absorbance du sang total en un point isobestic Hb / HbO₂; Deux longueurs d'onde (506 nm et 880 nm) pour la mesure de l'Hémoglobine et la compensation de la turbidité
Calibration	Calibré en usine par rapport à la méthode de référence ICSH; N'a plus besoin de calibration
Échantillons	Sang total capillaire, veineux ou artériel
Plage de mesure	0-25.6 g/dL (0-256 g/L, 0-15.9 mmol/L)
Résultats	≤ 3 secondes
Volume de l'échantillon	~10 µL
Dimensions	140 x 70 x 160 mm (5.51 x 2.76 x 6.29 pouces)
Poids	500 g (1,10 livres) avec batteries intégrées
Température de stockage	Analyseur : 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Microcuvettes : Fermés 10 - 40 °C (50 - 104 °F); Stockage à court terme (six semaines) -18 - 50 °C (0 - 122 °F)
Température de fonctionnement	10 - 40 °C (50 - 104 °F)
Puissance	Adaptateur secteur ou 4 piles AA
Interface	Imprimante et connecteur HemoCue® Basic Connect ™, avec scanner de codes à barres
Contrôle de qualité	«auto-test» intégré, contrôles de liquide en option

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/hemoglobinometre/13391-analyseur-d-hematologie-hemocue-hb-301.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com