

FICHE PRODUIT

Kimcare, crèmes de lavage, usage fréquent

Référence : KCP-CRNF1L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

KIMCARE, crèmes de lavage usage fréquent

* Recharges rétractables avec pompe anti-retour intégrée. Ces recharges ne gouttent pas et ne se bouchent pas.

* Capacité: 1 litre. Utilisables exclusivement dans le distributeur Réf. DCRN1LA.

Deux versions:

* Crème de lavage usage fréquent. Minimise les risques d'allergie. Transparente.

* Crème de lavage antiseptique: contient un puissant bactéricide, le Triclosan. Sans colorant, ni parfum, ni alcool;

Conditionnement: Carton de 6 recharges;

Condition minimum de vente: 1 recharge de 1L.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/1340-kimcare-cremes-de-lavage-usage-frequent.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com