

FICHE PRODUIT



Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, Aiguille ronde 1/2 pointe conique

Référence : SOC-HR1500IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, Aiguille ronde 1/2 pointe conique

Les **fils de suture VICRYL™** sont destinés à la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, y compris en ophtalmologie, dans les anastomoses nerveuses périphériques et en microchirurgie vasculaire sur des vaisseaux dont le diamètre est inférieur à 2 mm. Il n'existe pas de données suffisantes concernant la sécurité d'emploi et l'efficacité des fils **VICRYL™** en chirurgie cardiovasculaire. Le fil **VICRYL™ , résorbable** , ne doit pas être employé pour la coaptation des berges susceptibles d'être soumises à une traction importante.

Indication : Fermeture et / ou ligature générale des tissus mous, notamment en chirurgie générale; Fermeture de la peau; Chirurgie gastro-intestinale; Chirurgie plastique; Chirurgie ophtalmique; Gynécologie; Obstétrique; Orthopédie; Urologie.

Contre-indication :

- Chirurgie cardiovasculaire et neurochirurgie ;
- Etant résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un support de plaie prolongé est requis.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mise en garde chez les patients présentant une cicatrisation retardée (système immunitaire compromis, par exemple).

Type : Tressé avec revêtement multifilament.

Composition : Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide.

Revêtement : Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%).

Couleur : Violet.

Réaction tissulaire : Minimale.

Résorption : L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % - 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.

Conditionnement minimum : Boite de 12 pochettes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-resorbable/13401-fil-de-suture-vicryl-polyglactine-910-multifilament-violet-aiguille-ronde-1-2-pointe-conique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
fils_de_suture_metric - 5, fils_de_suture_usp - 2, fils_de_suture_longueur - 90 cm, fils_de_suture_aiguille - 30 mm	SOC-15500130	
fils_de_suture_metric - 3.5, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 30 mm	SOC-153501301	
fils_de_suture_metric - 3, fils_de_suture_usp - 2/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-15301524	
fils_de_suture_metric - 4, fils_de_suture_usp - 1, fils_de_suture_longueur - 90 cm, fils_de_suture_aiguille - 48 mm	SOC-HR15400148	
fils_de_suture_metric - 5, fils_de_suture_usp - 2, fils_de_suture_longueur - 90 cm, fils_de_suture_aiguille - 48 mm	SOC-HR15500148	
fils_de_suture_metric - 3, fils_de_suture_usp - 2/0, fils_de_suture_longueur - 90 cm, fils_de_suture_aiguille - 48 mm	SOC-HR15300148	
fils_de_suture_metric - 3.5, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-HR15350126	
fils_de_suture_metric - 5, fils_de_suture_usp - 2, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-HR15500126	
fils_de_suture_metric - 3, fils_de_suture_usp - 2/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-HR15300126	
fils_de_suture_metric - 2, fils_de_suture_usp - 3/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-HR15200126	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_usp - 4/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-HR15150126	
fils_de_suture_metric - 5, fils_de_suture_usp - 2, fils_de_suture_longueur - 90 cm, fils_de_suture_aiguille - 40 mm	SOC-PG15500540	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com