

FICHE PRODUIT

Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, Aiguille ronde 1/2 EP 3.5, USP 0, 48 mm / 90 cm

Référence : SOC-HR15350148

Points forts

- délais : 48 heures
- Métric des fils de suture : 3.5
- USP des fils de suture : 0
- Longueur des fils de suture : 90 cm
- Longueur de l'aiguille : 48 mm

Description du produit**Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, Aiguille ronde 1/2 pointe conique**

Les **fils de suture VICRYL™** sont destinés à la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, y compris en ophtalmologie, dans les anastomoses nerveuses périphériques et en microchirurgie vasculaire sur des vaisseaux dont le diamètre est inférieur à 2 mm. Il n'existe pas de données suffisantes concernant la sécurité d'emploi et l'efficacité des fils **VICRYL™** en chirurgie cardiovasculaire. Le fil **VICRYL™** , **résorbable** , ne doit pas être employé pour la coaptation des berges susceptibles d'être soumises à une traction importante.

Indication : Fermeture et / ou ligature générale des tissus mous, notamment en chirurgie générale; Fermeture de la peau; Chirurgie gastro-intestinale; Chirurgie plastique; Chirurgie ophtalmique; Gynécologie; Obstétrique; Orthopédie; Urologie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Contre-indication :

- Chirurgie cardiovasculaire et neurochirurgie ;
- Etant résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un support de plaie prolongé est requis.
- Mise en garde chez les patients présentant une cicatrisation retardée (système immunitaire compromis, par exemple).

Type : Tressé avec revêtement multifilament.

Composition : **Polyglactine 910**, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide.

Revêtement : Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%).

Couleur : Violet.

Réaction tissulaire : Minimale.

Résorption : L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % – 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.

Conditionnement minimum : Boite de 12 pochettes.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13402-fil-de-suture-vicryl-polyglactine-910-multifilament-violet-aiguille-ronde-1-2-ep-3-5-usp-0-48-mm-90-cm.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Métric des fils de suture	3.5
USP des fils de suture	0
Longueur des fils de suture	90 cm
Longueur de l'aiguille	48 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com