

FICHE PRODUIT

Respirateur de réanimation, modèle VT5230

Référence : SOC-VT5230

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Ventilateur néonatal VT5230

Le ventilateur néonatal VT5230 est à commande pneumatique et à commande électronique et idéal pour les patients néonataux et pédiatriques.

Caractéristiques du ventilateur

- 1- Ventilation invasive: VCV (A / C), PCV (A / C), PRVC (A / C), SIMV (VCV / PCV / PRVC) + PSV, SPONT / CPAP + PSV, BIVENT / APRV + PSV
- 2- Ventilation non invasive: NIV / CPAP + PSV, NIV / PCV
- 3-Taux de respiration: 1-120 / min
- 4- Temps d'inspiration: 0.2-9s
- 5- Temps de pause pour inspiration: 0-4s

Description technique

- 1- Écran: écran tactile couleur TFT 15" (détachable)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2- Dimension: 575 x 370 x 470mm
- 3- Poids: 30kg
- 4- Alimentation en gaz: O², air, 200 kPa (29-94 PSI)
- 5- Alimentation: 100 - 240V, 50 -60Hz
- 6- Batterie de secours: batterie intégrée, 2e batterie interne en option

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/13414-ventilateur-neonatal-modele-vt5230.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com