

FICHE PRODUIT

Sac de médecin en cuir, modèle YQ0252

Référence : SOC-YQ0252

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sac de médecin en cuir

Ce **sac de médecin** cartable en pur cuir est fait de cuir de vache de première couche d'excellente qualité et de cuir de mouton doux. Ce sac cartable est fabriqué en forme de sac de docteur classique et est assez spacieuse.

Données techniques

- 1- Matériau extérieur: Cuir de vachette véritable
- 2- Matériau intérieur: Polyester
- 3- Dureté: doux moyen
- 4- Résistant à l'eau: oui
- 5- Dimension: 32x21x16cm (LxLxH)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-et-stations-de-diagnostic-medicales/13417-sac-de-medecin-en-cuir-modele-yq0252.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com