

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur de laboratoire à 3 portes de type armoire 2100L (2 °C ~ 8 °C)

Référence : SOC-DSGM21G

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur de laboratoire à 3 portes de type armoire 2100L

Caractéristiques du réfrigérateur de laboratoire à 3 portes, type armoire 2100L

Réfrigérateur à 3 portes

Type armoire

- Capacité 2100 LT
- Température: +2 ° à +8 ° C
- Contrôle électronique
- Norme HACCP
- Système de réfrigération compact
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique
- Gaz: R404a
- Éclairage intérieur de série - Isolation 60 mm sans CFC / HCFC
- 20% d'économie d'énergie
- Laminage extérieur de tôle blanche
- intérieur en acier inoxydable AISI 304

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- coins internes arrondis
- serrure à clé en standard
- Pieds réglables en acier inoxydable
- portes réversibles et à fermeture automatique
- les étagères en plastique sont faibles. 530x650mm
- étagères en acier inoxydable dim. 530x650mm (en option), enregistreur graphique (en option).
- Dimensions extérieures LxPxH (mm) 2160x800x2120
- Dimensions intérieures Lxpxh (mm) 2040x665x1520
- Température ambiante (° C) à +43 ° C
- Etagères (n) 3 pour chaque porte.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/13419-refrigerateur-de-laboratoire-a-3-portes-de-type-armoire-2100l-2-c-8-c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com