

FICHE PRODUIT



Chariot pour dossiers patients, Modèle YC41S30

Référence : SOC-TIA-YC41S30

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **Chariot pour dossiers patients, Modèle YC41S30** est constitué à plus de 90% d'ABS et il est facile à déplacer.

- Surface de la table faite d'ABS facile à nettoyer, avec pour dimensions: 746mm x 526mm.
- Deux panneaux de travail auxiliaires sous la surface de travail agrandissent l'espace de travail.
- Dispose de 30 niveaux avec chacun une étiquette correspondante.
- Un tiroir situé dans la partie inférieure de l'appareil de hauteur 15.24 cm pouvant être utilisé pour ranger des documents ou autres chose.
- Équipé d'une porte à claire voie en rideau possédant une clé.
- Matériel :Structure principale et surface de travail: ABS.
- Dimensions globales : 840mm x 600mm x 1140mm.
- Dimensions d'expédition : 940mm x 700mm x 1310mm.
- Poids à l'expédition : 68 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-dossier-patient/1342-chariot-pour-dossiers-patients-modele-yc41s30.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com