

FICHE PRODUIT

Fil de suture POLYPROPYLENE monofilament bleu, Aiguille ronde 1/2

Référence : SOC-HR4000IS

Points forts

- Métric des fils de suture : 3.5
- Longueur de l'aiguille : 40 mm

Description du produit

Fil de suture POLYPROPYLENE monofilament bleu, Aiguille ronde 1/2

Le **Fil de suture POLYPROPYLENE monofilament bleu** est destiné pour le rapprochement et le soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement en Chirurgie cardiovasculaire ; Neurochirurgie ; Chirurgie ophtalmologique ; Microchirurgie ; Chirurgie plastique ; Fermeture de peau ; Chirurgie orthopédique ; Cure de hernie (aussi en tant que treillis) ; Chirurgie gastro-intestinale ; Chirurgie générale ; Gynécologie Obstétrique.

AIGUILLE RONDE : Un corps rond qui s'affine graduellement vers la pointe. Les aiguilles chirurgicales sont fabriquées à partir des meilleures grades d'acier inoxydable afin de garantir des performances exceptionnelles, combinant une ductilité et un moment de flexion excellente. Une technologie avancée de revêtement en silicone de l'aiguille assure une pénétration en douceur afin de réduire le traumatisme tissulaire du patient. La forme du corps de l'aiguille est conçue de manière à permettre le maximum de stabilité dans le porte-aiguille.

Avantages :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires. Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne). Nouage excellent.
- Bonne maniabilité, facile à nouer avec une bonne sécurité des nœuds.
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

Caractéristiques principales :

- **Type** : Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme ;
- **Pliabilité et souplesse** : Résistance aux pliages répétés ;
- **Composition** : Polypropylène, un polymère de propylène ;
- **Couleur** : Bleu ;
- **Réaction tissulaire** : Minimale ;
- **Résorption** : Non résorbable ; Résistance à la traction élevée ;
- **Conditionnement** : Emballage fermé hermétiquement ;
- **Conditionnement minimum** : Boite de 12 pochettes.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-non-resorbable/13420-fil-de-suture-polypropylene-monofilament-bleu-aiguille-ronde-1-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Métric des fils de suture	3.5
Longueur de l'aiguille	40 mm

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
fils_de_suture_longueur - 75 cm	SOC-5350140	
fils_de_suture_usp - 1, fils_de_suture_longueur - 90 cm	SOC-5400140	
fils_de_suture_usp - 2, fils_de_suture_longueur - 75 cm	SOC-5500140	
fils_de_suture_usp - 2/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm	SOC-5300125	
fils_de_suture_usp - 3/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm	SOC-5200125	
fils_de_suture_usp - 4/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm	SOC-5150120	
fils_de_suture_usp - 5/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm	SOC-5100117	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com