

FICHE PRODUIT



Sonde gastroduodénale type Levin en PVC

Référence : SOC-000391IS

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

Sonde gastro-duodénale type Levin

Sonde gastro-duodénale type Levin en PVC transparente avec ligne O.R.X. petit godet souple avec bouchon : 06 08 et 10 Fr.

Grand godet souple sans bouchon : 12 à 21 Fr. Marquage centimétrique de 5 à 75 cm. Extrémité fermée.

Sonde gastro-duodénale type Levin conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).

Orifices latéraux :

- Fr 6 - 8 : 10 orifices latéraux 50/450;
- Fr 10 - 12 - 14 : 4 orifices latéraux 50/300;
- Fr 16 - 18 - 21 : 4 orifices latéraux 50/200.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/13428-sonde-gastroduodenale-type-levin-en-pvc.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_diametre - CH 06, sonde_longueur - 125	SOC-00039106	
sonde_diametre - CH 08, sonde_longueur - 125	SOC-00039108	
sonde_diametre - CH 16, sonde_longueur - 125	SOC-00039116	
sonde_diametre - CH 18, sonde_longueur - 125	SOC-00039118	
sonde_diametre - CH 10, sonde_longueur - 125	SOC-00039110	
sonde_diametre - CH 12, sonde_longueur - 125	SOC-00039112	
sonde_diametre - CH 14, sonde_longueur - 125	SOC-00039114	
sonde_diametre - CH 21, sonde_longueur - 125	SOC-00039121	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com