

FICHE PRODUIT



Chariot pour médicaments, Modèle YC58S1

Référence : SOC-TIA-YC58S1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot pour médicaments, Modèle YC58S1

- * Structure principale fabriquée en acier. Les autres parties du chariot sont faites en ABS.
- * Deux des tiroirs peuvent être divisés en 28 cases utiles au rangement de différents types de médicaments et produits médicaux.
- * La hauteur de la partie inférieure du chariot, équivalente à celle de deux tiroirs, est de 280mm.
- * Structure principale : acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Surface de travail :ABS.
- * Les Garde-fous dans la partie inférieure du chariot sont faits en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * 1er tiroir :tiroir pour médicaments doté d'un seul compartiment, et de dimensions L 480mm x l 390mm x H 100mm.
- * 2ème tiroir: L 480mm x l 390mm x H 100mm.
- * 3ème tiroir: L 480mm x l 390mm x H 100mm.
- * 4ème tiroir: L 480mm x l 390mm x H 100mm.
- * Largeur x Profondeur x Hauteur (hauteur jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : L 621mm x l450mm x H 906mm.
- * Dimensions totales : 622mm x 452mm x 906mm.
- * Dimensions d'expédition : 722mm x 552mm x 1076mm.
- * Poids à l'expédition : 38 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-medicaments/1343-chariot-pour-medicaments-modele-yc58s1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com