

FICHE PRODUIT



Anoscopes (Anuscope) à usage unique UniSpec (85 x 20 mm)

Référence : SOC-E00319925IS

Description du produit

Anoscopes (Anuscope) à usage unique UniSpec (85 x 20 mm)

L'**Anoscopes (Anuscope) à usage unique UniSpec** permet de transmettre la lumière dans leur paroi jusqu'à leur extrémité distale pour effectuer un examen visuel direct de la muqueuse du canal anal et du bas rectum.

Anoscope à usage unique, permet de limiter la transmission de germes.

Fabriquer à base de matière plastique physiologiquement irréprochable et bien supportée par les patients.

Caractéristiques principales de l'Anoscopes (Anuscope) à usage unique UniSpec :

- Très pratique, ne nécessite aucun entretien.
- Le patient n'éprouve pas de sensation de froid.
- Transmission de la lumière dans la paroi du tube jusqu'à l'extrémité distale.
- Eclairage lumineux et homogène du champ d'observation.
- Graduation/Marquage à l'intérieur des tubes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lecture de la profondeur d'introduction.

Conditionnement :

- Boîte de 25 pièces

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/anoscope-de-bensaude/13447-anoscopes-anoscope-a-usage-unique-unispec-85-x-20-mm.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - Boîte/25	SOC-E00319925	
glove_conditionnement - Boîte/100	SOC-E00319911	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com