

FICHE PRODUIT



Probe Cleaner pour Automates Mindray M-30P, Boîte de 12 flacons de 17 ml

Référence : SOC-MIN30P

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Probe Cleaner pour Automates Mindray M-30P, Boîte de 12 flacons de 17 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13454-probe-cleaner-pour-automates-mindray-m-30p-boite-de-12-flacons-de-17-ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com