

FICHE PRODUIT

Papier thermique 20 mm x 20 m (Pour Automates Mindray)

Référence : SOC-A300001

Points forts

- délais : 48 heures
- Dimensions du papier : 50mmx20m
- Conditionnement : Unité par boîte

Description du produit

Papier thermique 20 mm x 20 m (Pour Automates Mindray)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-et-reactifs-d-hematologie/13455-papier-thermique-20-mm-x-20-m-pour-automates-mindray.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Dimensions du papier	50mmx20m
Conditionnement	Unité par boîte

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com