

FICHE PRODUIT

Station de travail ADN et PCR modèle parois verre

Référence : SOC-490005B

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Station de travail ADN et PCR modèle parois verre

La station de travail ADN et PCR dispose d'une Chambre à UV dotée de lampes UV bactéricides de longueur d'onde 254 nm

La station de travail ADN et PCR est Idéale pour une préparation d'échantillons en toute sécurité : les radiations UV désinfectent la surface interne, désactivant tout ADN/ARN, en 15-30 min / Arrêt automatique de la radiation lors de l'ouverture de la porte / Système bactéricide de décontamination de la chambre, par nettoyage-recirculation d'air / Radiation 'ozone-free'

caractéristique: Station de travail ADN et PCR modèle parois verre

- Minuterie digitale
- Eclairage interne: lumière blanche (lampe 15 W)
- Passage dans la chambre pour branchement externe
- Matériau : verre
- Dimensions : L x p x h ext. : 690 x 535 x 555 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Poids : 31 kg
- Modèle : verre.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/13457-station-de-travail-adn-et-pcr-modele-parois-verre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com