

**FICHE PRODUIT**

## Système SpeedVac SPD120

Référence : SOC-228868

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

Le Système SpeedVac SPD120 est utilisé pour la concentration sous vide d'échantillons contenus dans différents solvants et combinaison de solvants.

Le Système SpeedVac SPD120 est de capacité moyenne avec une multitude de rotors disponibles.

Il dispose d'une double minuterie indépendante du chauffage et du temps.

Le Système SpeedVac SPD120 dispose d'un affichage digital à LED et est bâti sur une cuve en aluminium revêtement Téflon.

Plage de minuterie allant de 1 minute à 9 heures et 59 minutes, en continu.

- Alimentation 230 V / 50 Hz.
- Port USB permettant le transfert et le téléchargement de données.
- Capacité moyenne.
- Applications : Mise sous vide automatique et valve de purge.
- Caractéristiques : Mise sous vide automatique et double valves de purge avec affichage du vide.
- 3 programmes à définir enregistrables 3 programmes prédéfinies.
- Solvants et combinaison de solvants : Ethanol, méthanol, eau et ACN (avec 1 % de TFA),

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Isopropanol, hydroxyde d'ammonium.

- Couvercle : En verre avec verrouillage de sécurité.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/13458-systeme-speedvac-spd120.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)