


FICHE PRODUIT

Blouse T7 Lab, taille XL

Référence : KCP-BLOUSET7XL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Blouse T7 Lab, Taille XL;

- * Protection partielle contre les projections limitées de produits chimiques;
- * Le matériau SMS, résistant, procure un toucher proche du textile;
- * Coupe fonctionnelle;
- * Blouse avec col et poches (2 poches latérales et 1 poche poitrine), pli d'aisance dans le dos et fermeture par boutons pression;
- * Coutures à point de surjet triple fil pour une résistance optimale et une grande solidité;
- * Absence de silicone et traitement antistatique EN1149-1, adapté aux zones à risque;
- * Emballage individuel;

Condition minimum de vente: Carton de 15 blouses.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/blouses-blanches-en-non-tisse/1346-blouse-t7-lab-taille-xl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com