

FICHE PRODUIT



Lampe à fente Modèle SL-9900 LED

Référence : SOC-GSL0027

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe à fente Modèle SL-9900 LED

La **Lampe à fente SL-9900** est une lampe à fente à cinq grossissements jusqu'à 40x ou Zoom jusqu'à 33x avec système d'éclairage vertical inclinable. La source de lumière LED produit un éclairage homogène sans élévation importante de température.

La source de lumière à diode électroluminescente (LED) assure un confort pour le patient durant tout l'examen du fait de l'absence d'échauffement. La température de couleur est également maintenue quel que soit le niveau d'éclairement pour une visualisation stable et confortable. Le réglage s'effectue en continu grâce au potentiomètre situé sur le statif. La durée de vie de cette technologie lumineuse a été estimée à 50 000 heures en utilisation continue.

De nombreux accessoires sont disponibles pour compléter l'examen, faciliter le suivi patient ou l'apprentissage du personnel (Kit numérique, diviseur optique pour tube de co-observation, support de tonomètre à aplanation,...).

Caractéristiques principales :

- Biomicroscope de type galliléen à système optique convergent

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Eclairage par le haut (type Haag-Streit)
- 5 grossissements jusqu'à 40x ou Zoom jusqu'à 33x
- Oculaires 10x
- Support de tonomètre à aplanation
- Kit pour lentille Hruby
- Filtre jaune intégré
- Eclairage LED
- Adaptation pour kit numérique
- Adaptation possible de diviseur optique, caméra, tube de co-observation, oculaire micrométrique,...

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/13461-lampe-a-fente-modele-modele-sl-9900-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com