

FICHE PRODUIT

VELO ELLIPTIQUE KETTLER UNIX P

Référence : SOC-KET20150

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Crosstrainer de Kettler, l'UNIX P est un vélo parfaitement équipé, il possède une technologie un peu plus poussée que le modèle M. Avec son écran LCD rétro-éclairé et à inclinaison réglable pour toujours être dans les meilleures conditions, vous pourrez contrôler les 8 fonctions disponibles. L'affichage des valeurs moyennes de l'entraînement durant votre séance vous aide à toujours garder le cap sur vos objectifs. Son système de freinage motorisé permet aussi l'accès à des programmes d'entraînement qui ajuste la résistance automatiquement.

Caractéristiques techniques

Alimentation : Secteur (230 V)

Longueur/Largeur/Hauteur : 136cm / 58cm / 164cm

Système de freinage : Système de freinage Magnétique

Volant d'inertie : 20 kg.

Echelle de résistance : 1-15 (commandé par l'ordinateur).

Poids maximal : 150 kg.

Équipement

Pédales à sangles automatiques : Oui.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Roulettes de transport et compensateur de niveau : Oui.

Capteurs cardiaques : Oui.

Guidon : Double guidon, bras mobiles ou guidon fixe.

Ordinateur d'entraînement

Affichage graphique : Profil de résistance + Heart Rate Light.

Affichage permanent pour : 10 fonctions.

Commande manuelle de la résistance : Oui.

Possibilité de réglages préalables : Oui.

Mesure du temps, parcours d'entraînement, parcours total, vitesse, fréquence de pédalage : Oui.

Seuil maximal de fréquence cardiaque : Affichage en %, plus signal d'alarme optique et sonore.

Mesure du pouls : Oui, via palpeurs tactiles, oreillette incluse.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/13470-velo-elliptique-kettler-unix-p.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com