

FICHE PRODUIT



Moniteur foetal, modèle BT-350

Référence : SOC-BT-300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur fœtal, modèle BT-300

Ceci est un moniteur fœtal antepartum mesurant la FCF et la FCU. Il permet à une femme dans son lit d'indiquer le point de mouvement du fœtus en appuyant seule sur le bouton du marqueur d'événement.

BT-300 indique FHR sous forme numérique en irradiant des ultrasons au niveau de l'abdomen, en soustrayant la fréquence doppler du cycle de battement cardiaque au signal réfléchi par le cœur fœtal produisant un changement de FHR sous forme de son et en analysant ces signaux. En outre, vous pouvez mesurer la CU en utilisant un capteur de pression, indiquer et imprimer les données de FHR et de la UC.

Pratique, portable et facile à utiliser. Le BT-300 est le meilleur moniteur fœtal avant l'accouchement qui satisfait les besoins de l'utilisateur avec les caractéristiques distinctives suivantes:

- Twin FHR (Doppler à double impulsion)
- Compact et léger (191 x 187 x 201mm, environ 5 kg)
- Haute sensibilité de la sonde à 0,985 MHz et étanche

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Porte-sonde (4 porte-sondes des deux côtés)
- Batterie rechargeable (1 heure de fonctionnement: option).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiotocographes/13476-moniteur-foetal-modele-bt-300.html>






Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com