

FICHE PRODUIT



Colonoscope vidéo modèle EC-430

Référence : SOC-EC430

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Colonoscope vidéo modèle EC-430

Le **Colonoscope vidéo modèle EC-430** est un endoscope permettant d'examiner l'intérieur de l'estomac, de diriger une sonde à biopsie ou d'y réaliser une opération chirurgicale intrusive voire micro chirurgie.

Equipés du **capteur d'image CMOS**, le **Colonoscope vidéo modèle EC-430** génèrent des images haute définition et nettes avec une visibilité améliorée des contours et des détails améliorés. Le **Colonoscope vidéo modèle EC-430** convient à la fois aux procédures de routine et aux interventions complexes.

Un jet d'eau à forte pression aide à laver le chyme et le mucus, en maintenant la vision propre lors des examens de routine et thérapeutiques. Un grand canal de forceps est idéal dans une variété de procédures.

Un rayon de courbure court avec des angles de réglage plus larges ouvre le champ visuel, réduisant ainsi le risque d'oubli d'une lésion.

La rigidité progressive procure une expérience d'insertion confortable, même dans la partie profonde du côlon.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le **Colonoscope vidéo modèle EC-430** est facile à utiliser. Vous avez le choix entre plus de dix actions: arrêt sur image, capture instantanée, amélioration de l'image, etc. pour personnaliser les boutons de la poignée de l'**endoscope**. Les commandes de jet d'eau et d'air sont également à la portée de la main. Cet endoscope adopte également une conception de poignée légère pour réduire votre fatigue, en particulier lors de procédures plus longues.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/colono-fibroscope/13477-colonoscope-video-modele-ec-430.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com