

**FICHE PRODUIT**



## Gastroscope vidéo modèle EG-430

Référence : SOC-EG430

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Gastroscope vidéo modèle EG-430

Le **Gastroscope vidéo modèle EG-430** est un endoscope permettant d'examiner l'intérieur de l'estomac, de diriger une sonde à biopsie ou d'y réaliser une opération chirurgicale intrusive voire micro chirurgie.

Equipés du **capteur d'image CMOS**, le **Gastroscope vidéo modèle EG-430** génèrent des images haute définition et nettes avec une visibilité améliorée des contours et des détails améliorés. Le **Gastroscope vidéo modèle EG-430** convient à la fois aux procédures de routine et aux interventions complexes.

Un jet d'eau à forte pression aide à laver le chyme et le mucus, en maintenant la vision propre lors des examens de routine et thérapeutiques. Un grand canal de forceps est idéal dans une variété de procédures.

Un rayon de courbure court avec des angles de réglage plus larges ouvre le champ visuel, réduisant ainsi le risque d'oubli d'une lésion.

La rigidité progressive procure une expérience d'insertion confortable, même dans la partie

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

profonde du côlon.

Le **Gastroscope vidéo modèle EG-430** est facile à utiliser. Vous avez le choix entre plus de dix actions: arrêt sur image, capture instantanée, amélioration de l'image, etc. pour personnaliser les boutons de la poignée de l'**endoscope**. Les commandes de jet d'eau et d'air sont également à la portée de la main. Cet endoscope adopte également une conception de poignée légère pour réduire votre fatigue, en particulier lors de procédures plus longues.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/gastro-fibroscope/13478-gastroscope-video-modele-eg-430.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)