

FICHE PRODUIT

Processeur d'image haute définition modèle HD-350

Référence : SOC-HD350P

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Processeur d'image haute définition modèle HD-350

L'innovation réécrit la norme. Le **HD-350** est un processeur d'images haute définition pour les **Systèmes d'endoscopie**. Il a été spécialement conçu pour répondre à votre demande en matière de haute qualité d'image, avec un excellent rapport qualité / prix.

Le **processeur d'image HD-350** adopte une technologie de pointe pour fournir une image endoscopique de haute qualité pour le diagnostic et le traitement. Le poste de travail intégré du processeur d'images permet d'éditer, de gérer et de stocker des dossiers médicaux et d'imprimer des rapports. Il peut bien communiquer avec le système d'information réseau d'un hôpital. Le processeur d'image peut être maintenu et optimisé en faisant des mis à jour du logiciel afin d'améliorer les performances de l'appareil. Le processeur d'image est conçu pour être conforme aux normes et réglementations internationales applicables.

Haute définition :

La technologie haute définition avancée permet d'obtenir des images endoscopiques de haute qualité, offrant à l'ensemble du marché la même qualité HD que celle proposée dans les hôpitaux les plus haut de gamme.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Flux de travail intelligent :

Pour augmenter l'efficacité, la gestion des données du patient est accessible en appuyant sur un bouton. Le flux de travail intelligent de la station de travail intégrée de 500G du **Système HD-350** aide les médecins à modifier facilement des rapports, à enregistrer des vidéos et à gérer les dossiers des patients.

Traitement d'image polyvalent :

Le capteur CMOS permet une amélioration de la couleur, des contours et de la structure en plusieurs étapes pour afficher une image GI nette via un traitement interne, vous fournissant les détails nécessaires aux procédures.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/generateur-chirurgical-et-processeur-d-images-camera/13479-processeur-d-image-haute-definition-modele-hd-350.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com