

FICHE PRODUIT

Vélo Ergonométrique Médical Monark 828E

Référence : SOC-828E

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

EN ARRET DE PRODUCTION

Le Monark 828E possède, un volant d'inertie entièrement capoté et un châssis renforcé. Le nouveau compteur électronique permet l'affichage de la puissance développée en watts et La Fréquence Cardiaque. Le Monark 828 E est le vélo le plus utilisée au monde pour les tests médicaux et revalidation. Le compteur électronique indique la cadence de pédalage (tours par minute - RPM), le rythme cardiaque (HR), le temps de travail en minutes et secondes (TIME), la vitesse de travail en km/h ou miles/h (SPEED), la distance parcourue en km ou miles (DISTANCE). La valeur de la force de freinage préréglée peut être entrée dans le compteur qui calcule alors la consommation des calories (CAL) et la puissance instantanée développée en watts quelle que soit la vitesse de travail. La force de freinage est introduite grâce à une courroie qui tourne autour du volant d'inertie. Les 2 extrémités de la courroie sont attachées à un tambour pivotant auquel est fixé un balancier. Ce balancier permet une mesure très précise de la force de freinage. Le balancier est facile à calibrer.

Données Techniques :

Dimensions : 64 cm × 129 cm × 112 cm.

Poids : 52.00 kg.

Freinage : frein à courroie et ergomètre.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Selle : selle adaptable verticale.

Console : les données standard d'un vélo médical comme RPM, vitesse, temps, capteur Polar.

Les données : vitesse, RPM, HRT, KM, temps.

Stuur : guidon adaptable.

Pedales : des pédales médicales qui se mettent automatique en position de départ.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/13480-velo-ergonometrique-medical-monark-828e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com