

FICHE PRODUIT



Thermomètre digital Bosotherm Primus avec sonde rigide

Référence : SOC-DBTHER03

Points forts

- délais : 4 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Thermomètre digital Bosotherm Primus** commercialisé à sonde rigide, (32° à 42°) par Socimed est recommandé pour une mesure avec précision de la fièvre .

Dans sa fonctionnalité, le **Thermomètre digital Bosotherm Primus** est capable de restituer la donnée de la dernière mesure sauvegardée en mémoire

Livré avec Étui transparent pratique

Vendu à l'unité

Article de Classe IIa

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/13494-thermometre-digital-bosotherm-primus-avec-sonde-rigide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com