

**FICHE PRODUIT**

## Table de réanimation néonatale à hauteur réglable, modèle BN-100L

Référence : SOC-BN-100L

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Table de réanimation néonatale à hauteur réglable, modèle BN-100L

#### Caractéristiques de la table de réanimation néonatale à hauteur réglable, modèle BN-100L :

Système de température contrôlé par microprocesseur. Trois modes de contrôle : préchauffage, manuel ou automatique.

Affichage séparée de la température de réglage et de la température cutanée.

La tête de chauffage inclinée de conception spéciale est plus pratique pour les rayons X. Chauffage en acier carboné pour plus d'efficacité

Fonctions d'alarme sonore et visuelle : Panne de courant, écart de température, défaillance du capteur de température, défaillance de la température de la peau, surchauffe du minuteur APGAR pour enregistrer le temps de traitement.

Cassette de radiographie pratique sous le lit du bébé. Inclinaison à commande électrique du lit du bébé.

Lumière d'observation à LED réglable, avec luminosité réglable.

Quatre protecteurs transparents pliés avec 2 joints d'infusion.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Unité de photothérapie à LED, avec système d'alimentation en oxygène.

Grand lit pour bébé.

Aspirateur à basse pression intégré.

Avec connecteur RS-232, 2 plateaux et 2 tiroirs.

**Transport et stockage :**

**Conditionnement :** Chaque unité est emballée dans un caisson contreplaqué.

Dimension du caisson : 118 x 90 x 87 cm

Poids net / Brute : 100Kg / 130Kg

**Transport et stockage :**

Température ambiante -40 + 55

Environnement humidité relative  $\leq 95\%$

Pression atmosphérique 500  $\square$  1060 hpa

**Conformité et garantie**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**Page produit**

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/13496-table-de-reanimation-neonatale-a-hauteur-reglable-modele-bn-100l.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com