


FICHE PRODUIT



Kit de fixateur externe (Petit fragments)

Référence : SOC-HFX23

Description du produit

Kit de fixateur externe (petit fragments)

Composition du kit de fixateur externe:

- Barres d'accouplement, petit, 12pièces ;
- Tige goupille d'accouplement, petit, 12pièces ;
- Pince à broches 4 trous, petite, 3 pièces ;
- Pince à broches péri-articulaire, petite, 1 pièce ;
- Pieu droit, petit, 2 pièces ;
- Pieu d'angle à 30 °, petit, 4 pièces ;
- Broche de Steinman Ø 4 x 80mm, 4 pièces ;
- Broche de Steinman Ø 4 x 100mm, 4 pièces ;
- Dhl Ø 4 x 120mm, 4 pièces ;
- Broche Steinman Ø 3 x 80mm, 4 pièces ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Broche Steinman Ø 3 x 100mm, 4 pièces ;
- Gaine protectrice Ø 3mm, 1 pièce ;
- Gaine protectrice Ø 4mm, 1 pièce ;
- Tige en acier inoxydable Ø 5mm x 120mm, 2 pièces ;
- Tige en acier inoxydable Ø 5mm x 150mm, 2 pièces ;
- Tige en acier inoxydable Ø 5mm x 180mm, 2 pièces ;
- Tige en acier inoxydable Ø 5mm x 200mm, 2 pièces ;
- Clé à écrous avec poignée en T 5mm, 1 pièce ;
- Forceps de Réduction de la stabilité, petit, 1 pièce ;
- Distracteur articulaire dynamique de coude, petit, 1 pièce ;
- Mandrin de serrage rapide pour vis Shanz Ø 3mm, 1 pièce ;
- Poignée en T pour vis Shanz Ø 4mm, 1 pièce ;
- Poignée en T pour vis Shanz Ø 3mm, 1 pièce ;
- Mandrin à serrage rapide pour vis Shanz Ø 4mm, 1 pièce ;
- Support de forage à l'arc, petit, 1 pièce ;
- Molette de réglage, 1 pièce ;
- Boîte rectangulaire, 1 pièce.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/13499-kit-de-fixateur-externe-petit-modele-h-series.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com