


FICHE PRODUIT



Kit de fixateur externe (Gros fragments)

Référence : SOC-HFX24

Description du produit

Kit de fixateur externe (Gros fragments)

Composition du kit de fixateur externe large :

- Barres d'accouplement, large, 12pièces ;
- Tige goupille d'accouplement, large, 12pièces ;
- Pince à broches 5 trous, large, 3 pièces ;
- Pieu droit, large, 2 pièces ;
- Pieu d'angle de 30°, large, 4 pièces ;
- Broche de Steinman Ø 5 x 120mm, 4 pièces ;
- Broche de Steinman Ø 5 x 150mm, 8 pièces ;
- Broche de Steinman Ø 5 x 180mm, 4 pièces ;
- Gaine protectrice Ø 5mm, 2 pièce ;
- Tige en aluminium Ø 8mm x 200mm, 2 pièces ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tige en aluminium Ø 8mm x 250mm, 2 pièces ;
- Tige en aluminium Ø 8mm x 300mm, 2 pièces ;
- Bielle en fibre de carbone Ø 8mm x 200mm, 2 pièces ;
- Bielle en fibre de carbone Ø 8mm x 250mm, 2 pièces ;
- Bielle en fibre de carbone Ø 8mm x 300mm, 2 pièces ;
- Tige d'arc à demi-anneaux large, 2 pièces ;
- Tige d'arc à demi-anneaux petit, 2 pièces ;
- Clé de réduction de stabilité, large, 1 pièce ;
- Clé avec barre d'extension, large, 1 pièce ;
- Mandrin à serrage rapide pour vis Shanz Ø 5mm, 1 pièce ;
- Poignée en T pour vis Shanz Ø 5mm, 1 pièce ;
- Support de forage à l'arc, large, 1 pièce ;
- Molette de réglage, 1 pièce ;
- Clé avec poignée en T, 1 pièce ;
- Boîte rectangulaire, 1 pièce.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/13500-kit-de-fixateur-externe-large-modele-h-series.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com