

FICHE PRODUIT



Moniteur des signes vitaux, modèle M3A EDAN + SpO2 avec imprimante

Référence : SOC-650M3A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur des signes vitaux M3A EDAN

Le moniteur de signes vitaux EDAN M3A a fait sa marque dans le service des consultations externes et le cabinet médical par sa précision, sa durabilité et sa rentabilité par la surveillance de SpO2, NIBP. Son prix abordable et sa fonctionnalité multi-paramètres répondent aux besoins de surveillance des signes vitaux.

Fonctionnalités du Moniteur signe vitaux M3A

- Écran haute résolution de 5,7 pouces pour une lecture facile
- Conception légère et portable et interface conviviale pour une utilisation facile
- Mesure de SpO2, fréquence du pouls, PNI et TEMP rapide
- Nellcor OxiMax SpO2
- Thermomètre rapide pour obtenir la température en 15 secondes environ
- Affichage simultané d'informations numériques et de formes d'onde
- Appel infirmière

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capacité de stockage puissante
- Batterie lithium-ion intégrée pendant 8 heures de travail
- Convient aux patients adultes, pédiatriques et néonataux
- Mesure PR (forme SpO2 / NIBP)
- Tableau de tendance et enregistrement
- Examen du graphique de tendance et enregistrement
- Stockage de données USB et révision
- Capacité de réseau câblé et sans fil
- Tableau comparatif de M3A et M3

SPECIFICATIONS du Moniteur signe vitaux

- Écran TFT-LCD couleur haute résolution de 5,6 pouces
- Design léger et portable
- Interface conviviale
- Configurations flexibles pour répondre à différents besoins cliniques
- Mode Auto / Manuel / Continu / Moyenne BP
- Mesures en temps réel et affichage des tendances
- Batterie lithium-ion rechargeable intégrée pour 8 heures de travail continu
- Support de disque flash USB
- Prise en charge du scanner de codes à barres
- Communication bidirectionnelle avec le système de surveillance central MFM-CMS
- Compatible avec le logiciel de gestion de données PC PatientCare Viewer
- Prise en charge LAN câblé / Wi-Fi, prise en charge de HL7 via des fichiers XML ou MFM-CMS
- Appel infirmière
- Convient aux patients adultes, pédiatriques et néonataux

Configuration:

M3 (SpO2 + PNI + Rapide TEMP / SpO2 + PNI / NIBP + Rapide TEMP / SpO2 uniquement / NIBP uniquement)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/13505-moniteur-des-signes-vitaux-modele-m3a-edan.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com