

FICHE PRODUIT



Gouge de Smith Peterson contre- coudée 24cm x 20mm

Référence : SOC-600641

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gouge de Smith Peterson contre-coudée 24cm x 20mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gouge-de-stille/13531-gouge-de-smith-peterson-contre-coudee-24cm-x-20mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com