

**FICHE PRODUIT**

## Plaque humérus proximale en titane 3,5 mm, 4 à 12 trous

Référence : SOC- 605T00IS

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Plaque humérus proximale en titane 3,5 mm, 4 à 12 trous

#### Plaque humérus proximale en titane, à verrouillage ferme 3,5 mm, 4 à 12 trous

La **plaque humérus proximale en titane** est indiquée pour le traitement des fractures multi-fragmentaires (luxées) nécessitant une réduction ouverte, les ostéotomies et pseudarthroses de l'humérus proximal, en particulier en cas d'ostéopénie.

La **plaque humérus proximale en titane** est composée de trous à verrouillage compressif et des trous à verrouillage ronds qui acceptent des vis corticales et de verrouillage de 3,5 mm.

Plaque disponible avec 4,5,6,7,8,9,10,11 et 12 trous.

**Plaque humérus proximale** fabriqué en alliage de titane.

Cette **plaque humérus proximale** comporte des trous pour fils de suture avec de larges encoches qui facilite l'insertion des aiguilles.

#### Caractéristiques techniques de la Plaque humérus proximale à verrouillage ferme 3,5 mm :

- Plaque humérus proximale à verrouillage ferme conçu pour diminuer le déficit osseux de la tête

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

humérale lors du méchage.

- Plaque en forme anatomique, conçu pour les deux humérus, droit et gauche (implant latéralisé).
- Nombre de trous : 4 à 12
- Epaisseur plaque : 3,5 mm

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/13539-plaque-humerus-proximale-en-titane-3-5-mm-4-a-12-trous.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Déclinaisons

| Désignation                    | Référence :  | EAN13 : |
|--------------------------------|--------------|---------|
| trous_plaque_coudee - 4 trous  | SOC- 605T004 |         |
| trous_plaque_coudee - 5 trous  | SOC- 605T005 |         |
| trous_plaque_coudee - 6 trous  | SOC- 605T006 |         |
| trous_plaque_coudee - 7 trous  | SOC- 605T007 |         |
| trous_plaque_coudee - 8 trous  | SOC- 605T008 |         |
| trous_plaque_coudee - 9 trous  | SOC- 605T009 |         |
| trous_plaque_coudee - 10 trous | SOC- 605T010 |         |
| trous_plaque_coudee - 11 trous | SOC- 605T011 |         |
| trous_plaque_coudee - 12 trous | SOC- 605T012 |         |

## Photos du produit


**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)