

FICHE PRODUIT

Mélangeur D'oxygène-Air Médical, Modèle KL-20

Référence : SOC-KL-20

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le mélangeur d'oxygène/Air médical est un dispositif de mélange de gaz indépendant qui gère les entrées d'oxygène et d'air, contrôle la concentration et le débit ainsi que les transferts pour répondre aux besoins des patients. Le KL-20 avec humidificateur, tube d'oxygénothérapie et générateur de pression peut constituer un appareil d'oxygénothérapie ou un simple appareil CPAP.

Spécifications techniques:

- Pression de gaz d'entrée: 280 kPa ~ 600 kPa;
- Oxygène de sortie: 21% à 100%;
- Précision de l'oxygène: $\pm 3\%$;
- Alarme: l'alarme sirène retentit lorsque la différence de pression entre la source de gaz atteint 1,41 bar $\pm 10\%$ (alarme mécanique);
- Type de connecteur d'entrée de source de gaz: DISS;
- Régulateur de débit: débitmètre 15 L / min (standard) et débitmètre 30 L / min (en option);
- Taille: 120 mm x 72 mm x 113 mm;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids: 4 kg.

Avis: Le KL-20 avec humidificateur, bouteilles scellées, tuyaux de chauffage et tubes à oxygène peut constituer un système CPAP simple.

Accessoires standards : Tuyau d'alimentation en air, Tuyau d'alimentation en oxygène, KL-20 Manuel de l'utilisateur

Accessoires optionnels : Potence, KL-20 Manuel utilisateur anglais

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/13551-melangeur-d-oxygene-air-medical-modele-kl-20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com