

FICHE PRODUIT

Auto-tensiomètre électronique, Modèle BK6032

Référence : SOC-BK6032

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de fermeture : Velcro
- Type : Manobrassard
- Modèle Tubulure : Simple
- Matière Brassard : Nylon gris

Description du produit

Auto-tensiomètre électronique, Modèle BK6032

Tensiomètre numérique entièrement automatique, modèle BK6032**Caractéristiques de l'Auto-tensiomètre électronique, Modèle BK6032 :**

- Type d'affichage: forme numérique ;
- Méthode de mesure: oscillométrie ;
- Plage de mesure: pression artérielle: 0 à 300 mmHg (0 à 40 kPa); Fréquence du pouls: 40-200 / min ;
- Mémoire: 60 séries (pression artérielle, pouls, date, heure); 30 ensembles de chaque zone de mémoire ;
- Précision: tension artérielle: +/- 3 mmHg (+/- 0,4) kPa; Taux de pouls: +/- 5% ;
- Fonction moyenne pour les trois dernières mesures ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pressurisation: pressurisation automatique intelligente ;
- Dépressurisation: échappement intelligent à vitesse constante ;
- Détection de pression: capteur de pression ;
- Alimentation: 4 piles AA ;
- Gestion de l'alimentation: 3 minutes de mise hors tension automatique ;
- Indicateur de batterie faible ;
- Environnement d'exploitation: + 5 °C + 40; 15 à 80% d'humidité relative ;
- Environnement de stockage: -20 + 55; 15 à 80% d'humidité relative ;
- Poids: 535g (piles comprises) ;
- Dimension du produit: 150mm x 12mm x 85mm ;
- Dimension de manchette: 480mm x 145mm ;
- Accessoires : L'unité, la manchette, le manuel d'instruction ;
- Conditionnement minimum : 1 pièce dans un sachet en nylon, puis dans une boîte cartonnée (14,5 x 11 x 17cm) ;
- Conditionnement par carton : 24 pcs / ctn ; Dimensions : 47 x 47 x 36 cm ; Poids : 14kgs.

Quantité minimum de commande : 500 pcs.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/13552-auto-tensiometre-electronique-modele-bk6032.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de fermeture	Velcro
Type	Manobrassard
Modèle Tubulure	Simple
Matière Brassard	Nylon gris
Taille Patient	Adulte et Enfant

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com