

FICHE PRODUIT

Table de repassage aspirante avec chaudière, modèle TFC-A

Référence : SOC-TFC-A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES :

TFC-DA

- Table aspirante, avec plateau chauffé électriquement avec fer.
- Température réglable par thermostat.
- Aspirateur incorporé contrôlé par pédale disposées des deux côtés de la table.
- Pompe d'alimentation.
- Dimensions plateau: 1.100 x 380 x 270 mm.
- Pression de travail 2,8 bar.
- Réservoir d'eau à remplir manuellement.
- Voltage 230V I 50Hz

TFC-A / TFC-AS / TFC-AVS

- Table aspirante, avec plateau chauffé électriquement, température réglable par thermostat.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Plateau standard (1.200 x 400 x 250 mm) avec chaudière électrique automatique incorporée.
- Vidange et pompe d'alimentation.
- Contrôle automatique de la pression.
- Alimentation d'eau automatique.

Option :

- Jeannette avec bras modèle manche aspirant et chauffant.
- Pistolet de détachage vapeur pour: TFC-A / TFC-AS / TFC-AVS.
- Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage plateau pour: TFC-A / TFC-AS / TFC-AVS.
- Groupe fer vapeur (disponible uniquement pour table avec chaudière - TFC)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-matériels-de-buanderie/13554-table-de-repassage-aspirante-avec-chaudiere-modele-tfc-a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com