


FICHE PRODUIT

Table de repassage de type CALANDRE MURALE à 325 MM, modèle DII200E

Référence : SOC-DII200E

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTERISTIQUES :

Cette gamme se décline en plusieurs longueurs utiles et 2 types de chauffage qui lui permettent d'être flexible et de s'adapter à tous types de structures. Sa productivité entre 10 et 40 kg/h est un gage de satisfaction.

- Murale, engagement et sortie du linge à l'avant.
- Contrôle électronique : sélection de la vitesse de repassage et de la température.
- Cylindre en acier poli Ø 325 mm.
- Longueur utile : 2 m.
- Panneaux en acier inoxydable.
- Moteur avec variateur de vitesse.
- Système de refroidissement progressif «cool down».
- Engagement et repassage par bandes Nomex pour une meilleure qualité de repassage et longévité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Chauffage électrique ou gaz
- Double arrêts d'urgence : barre de sécurité pour les mains et bouton d'arrêt d'urgence.
- Protection thermique par 2 thermostats

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-matériels-de-buanderie/13555-table-de-repassage-de-type-calandre-murale-o-325-mm-modele-dii200e.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com