

FICHE PRODUIT



Spiromètre multifonctionnel HI-801

Référence : SOC-HI-801

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spiromètre multifonctionnel HI-801

Caractéristiques du spiromètre multifonctionnel HI-801

- types de mesures avec options
- Norme ATS
- Grand volume de stockage des données mesurées avec carte mémoire CF
- LCD couleur clair
- Logiciel pratique

Option:

- Pression respiratoire
- Rhinomanométrie
- Oxymétrie de pouls

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Specifications:

Détection	Capteur pneumotach type Lilly (bidirectionnel)
Plage	+/- 0,05 à +/- 14,0 L / s
Résolution	0,01 L / s
Précision	+/- 5% ou +/- 0,2 L / s, selon la valeur la plus élevée
détection	Intégration du flux de
Plage	+/- 0,01 à +/- 10,0 L / s
Résolution	0,01 L / s
Précision	+/- 3% ou +/- 0,050 L / s, la valeur la plus élevée étant retenue
Affichage	Écran couleur TFT 10,4 pouces
Pas de points	0,11 x 0,33 mm
Points	(640 x RVB) x 480
Imprimante	Imprimante thermique intégrée
Largeur lettre / papier	104 mm / 112 mm
Vitesse d'impression maximale	45 mm / s
Stockage des données	Plus de 1 000 patients sur carte mémoire CF
Interface	USB, RS-232C
Exigence d'alimentation	AC100V - 240V, 50 / 60Hz
Dimensions	350 (L) x 290 (P) x 100 (H) mm
Poids	4,5 kg

Accessoires standards :

- Accessoires standards :
- Embout buccal en papier (100pcs / boîte) 1 boîte
- Pince-nez (réutilisable) 2pc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Papier d'imprimante (largeur 112 mm, thermique) 1 rouleau
- Tête de capteur de débit 2pcs
- Unité de capteur de débit 1pc
- Fusible 2pcs
- Spiro-filtre, c-2f 1pc
- Carte mémoire CF 1pc
- Cordon d'alimentation 1pc
- Manuel d'utilisation 1pc
- Accessoires optionnels:

Accessoires optionnels:

Description du produit (HI-801)

	Numéro de pièce	MOQ
Unité principale HI-801 avec accessoires standard	01-1480-002	1 unité
Logiciel PC Spirobank	06-1480-000006	1 pc
Embout buccal en papier (100pcs / boîte)	03-6111-010211	1 boîte
Embout buccal en plastique (100pcs / boîte)	03-6111-060101	1 boîte
Embout buccal en silicone, enfant	03-6111-020401	1 pc
Embout buccal en silicone, adulte	03-6111-020402	1 pc
Pince-nez (Métal)	03-4511-010101	1 pc
Éponge pour pince-nez (métal)	03-4511-010201	1 pc
Pince-nez (plastique, 10 pièces / paquet)	03-5311-010301	1 paquet

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Filtre Spiro, type standard (100pcs / boîte)	03-5311-010315	1 boîte
Filtre Spiro, Type d'embouchure (100pcs / boîte)	03-5311-010316	1 boîte
Anneau de maille de capteur (10pcs / pack)	03-2421-020201	1 pack
Joint torique du capteur (bande élastique)	04-1450-110301	1 pc
Porte-capteur Mesh (A + B)	04-1480-110401	1 paire
Papier d'imprimante (10 rouleaux / boîte, thermique, 112 mm)	03-1221-010117	1 boîte

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/13556-multi-functional-spirometer-hi-801.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com