


FICHE PRODUIT

Pantalon anti-choc

Référence : SOC-DU5097

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pantalon anti-choc

Pantalon anti-choc pour le traitement des chocs hypo-volémiques d'origine traumatique.

Ce **pantalon anti-choc** est composé de 3 vessies individuelles de compression (1 abdominale et 2 jambes) comportant chacune 1 enveloppe externe en polyamide lavable, 1 vessie interne démontable et 1 manomètre de contrôle.

Pantalon anti-choc de couleur bordeaux, livré en sac de transport avec gonfleur, flexibles et notice d'utilisation.

Marquage CE.

Taille disponible au choix : Taille Adulte et Taille Enfant.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13557-pantalon-anti-choc.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés


- Pantalon anti-choc

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com