

FICHE PRODUIT



Spiromètre PC-10

Référence : SOC-PC-10

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spiromètre PC-10

Caractéristiques du Spiromètre PC-10:

- Spiromètre basé sur PC
- Connexion directe au port PC
- Recherche simple de patients
- Test BD et test de provocation
- Répond à la norme ATS

Spécification:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Détection de débit | Capteur pneumotach type Lilly (bidirectionnel) |
| - Plage de débit | +/- 0,05 à +/- 14L / s |
| - Résolution de débit | 0,01 L / s |

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-Détection de volume	Intégration de flux
-Plage de volume	+/- 0,01 à +/- 10,0 L
- Résolution de volume	0,01 L
-Précision du volume	+/- 3% ou +/- 0,05 L, selon la valeur la plus élevée (ATS)
-Dimensions	74,8 (L) x 87,7 (P) x 223 (H) mm (unité de capteur de débit)
- Poids	250g (unité de capteur de débit)

PC basé sur Microsoft Windows exécutant Windows 98, 2000, XP ou plus récent, un lecteur de CD-Rom

Accessoires optionnels:

Description du produit	Numéro de pièce	MOQ
Unité principale PC-10 avec accessoires standard	01-14A0-001	1 unité
Embout buccal en papier (100 pièces / boîte)	03-6111-010211	1 boîte
Embout buccal en plastique (100pcs / boîte)	03-6111-060101	1 boîte
Embout buccal en silicone, enfant	03-6111-020401	1 pièce
Embout buccal en silicone, adulte	03-6111-020402	1 pièce
Pince-nez (Métal)	03-4511-010101	1 pc
pour pince-nez (métal)	03-4511-010201	1 pc
Pince-nez (plastique, 10 pièces / paquet)	03-5311-01	1 paquet
Filtre Spiro, type standard (100 pièces / boîte)	03-5311-010315	1 boîte
Filtre Spiro, type d'embout buccal (100 pièces / boîte)	03-5311-010316	1 boîte
Anneau de maille de capteur (10pcs / pack)	03-2421-020201	1 pack

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/13558-spirometre-pc-10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com