

FICHE PRODUIT



Spiromètre avec capteur à turbine HI-301

Référence : SOC-HIT-301

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spiromètre avec capteur à turbine HI-301

fonctionnalités du Spiromètre capteur avec turbine:

- Deux choix différents de capteurs de débit (Turbine et Ultrasonic)
- Moniteur tactile 7 pouces
- Batterie rechargeable
- 6MWT avec oxymètre de pouls en option
- Capteur de température intégré
- 20000 stockage des données de test
- Guidage animé pour les patients
- Impression directe par imprimante USB externe

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

spécification:**Capteur ultrasonique de détection / capteur de turbine****Plage de** 0 à +/- 18L / s**Résolution** 0,01 L / s**Précision** +/- 5% ou +/- 2L / s, la valeur la plus élevée étant retenue**Le volume****Intégration du flux de détection****Plage** de 0 à +/- 10,0 L**Résolution** 0,01 L**Précision** +/- 3% ou +/- 0,05 L, la valeur la plus élevée étant retenue**LCD****Écran tactile couleur** 7 pouces**Autres****Imprimante** Imprimante thermique (largeur 112 mm)**Stockage de données** Plus de 20 000 données**Interface Communication sans fil, USB-A, USB-mini, USB Micro-B****Puissance** 100-240V 50 / 60HZ**Dimensions** 230 (L) × 240 (P) × 85 (H) mm**Poids env.** 2,5 kg**Éléments de mesure**

Spirométrie SVC, FVC, TV, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV6, FEV1 / FVC, FEV1 / SVC, FEV1 / SVC, FEV1 / FEV6, MMEF (FEF25-75), PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF90, FEF50 / FEF75, FEF75-85, FEF200-1200, OI, ATI, PEF time, FET, ExtrapV, ExtrapV%, FIVC, FIV0.5, FIV1, FIV1 / FVC, FIV1 / FIVC, PIF, FIF50, FEF50 / FIF50, FIF50 / FEF50, CVI, MVV43, FVC + FEV1, MVV, MV, TV, RR, BR, VR, test BD, test de défi bronchique, 6MWT

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires Optionnelle :

Description du produit	Numéro de pièce	MOQ
- Unité principale HI-301 (ultrasons) avec accessoires standard	01-1300-201	1 unité
- Unité principale HI-301 (Turbine) avec accessoires standard	01-1300-301	1 unité
- Logiciel PC Spirobank, HI-301	06-1300-000001	1 unité
- Tube de capteur à ultrasons (droit) (100pcs / boîte)	03-6111-080301	1 boîte
- Tube de capteur à ultrasons (embout buccal) (100 pièces / boîte)	03-6111-080501	1 boîte
- Tête de capteur de débit de turbine (10 pièces / boîte)	03-6111-100101	1 boîte
- Embout buccal en papier (100pcs / boîte)	03-6111-010211	1 boîte
- Embout buccal en plastique (100pcs / boîte)	03-6111-060101	1 boîte
- Embout buccal en silicone, enfant	03-6111-020401	1 pc
- Embout buccal en silicone, adulte	03-6111-020402	1 pc
- Éponge pour pince-nez (métal)	03-4511-010201	1 pc
- Pince-nez (plastique, 10 pièces / paquet)	03-5311-010301	1 paquet
- Seringue de calibrage 3L + adaptateur en silicone	05-9601-060103	1 pc

Conformité et garantie


Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit
<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/13560-spirometre-avec-capteur-a-turbine-hi-301.html>



SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com